

CRYOcheck™ Chromogener Faktor VIII

CRYOcheck Chromogener Faktor VIII ist ein Test zur Bestimmung der Faktor-VIII-(FVIII)-Aktivität in humanem Plasma. Der Testkit dient als Unterstützung bei der Diagnostik und Therapieüberwachung von Hämophilie A bei Personen ab einem Alter von zwei Jahren. Mit einer Bestimmungsgrenze (LOQ) von 0,5 % FVIII-Aktivität und einem Messbereich von 0–200 % FVIII auf Basis einer einzigen Kalibrationskurve* liefert CRYOcheck Chromogener Faktor VIII zuverlässige und präzise Ergebnisse – insbesondere bei Personen mit schwerer Hämophilie A. Die Kit-Komponenten enthalten Reagenzien mit bovinem Faktor IXa (FIXa) und Faktor X (FX).

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Gebrauchsfertiges Tiefkühlformat – innerhalb weniger Minuten einsatzbereit, Vermeidung von Rekonstitutionsfehlern
- Für den Einsatz auf automatisierten Gerinnungsanalyzern validiert (analyzerspezifische Anwendungen erhalten Sie von CoaChrom Diagnostica)
- Nur eine Kalibrationskurve für den gesamten Messbereich von 0–200 %*
- 8 h Reagenzstabilität auf dem Analyzer, aufgetaute Reagenzien sind in den Originalfläschchen bei 2–8 °C bis zu 5 Tage stabil
- Reagenzien können bei ≤ –70 °C für bis zu einen Monat erneut eingefroren werden, wodurch Reagenzienverluste minimiert werden
- Enthält Reagenzien mit bovinem Faktor X (FX) und Faktor IXa (FIXa)

KIT-KOMPONENTEN:

- **Reagenz 1:**
 - Boviner Faktor X (FX)
- **Reagenz 2:**
 - Humaner Faktor IIa (FIIa)
 - Boviner Faktor IXa (FIXa)
- **Reagenz 3:**
 - FXa-Substrat
- **Verdünnungspuffer:**
 - Pufferlösung

BEZEICHNUNG:	INHALT:	MENGE:	TESTS PRO KIT:
CRYOcheck Chromogener Faktor VIII	Reagenz 1	4 x 1,25 mL	125*
	Reagenz 2	4 x 1,25 mL	
	Reagenz 3	4 x 1,25 mL	
CCCF08	Verdünnungspuffer	4 x 7,0 mL	

* Kann in Abhängigkeit vom verwendeten Analyzersystem variieren.

CRYOcheck Chromogener Faktor VIII wird in einem gebrauchsfertigen Tiefkühlformat geliefert und ist mit einer Vielzahl automatisierter Gerinnungsanalyzern validiert. Aufgetaute Reagenzien können bis zu fünf Tage bei 2–8 °C gelagert oder für bis zu einen Monat erneut eingefroren werden. Dadurch eignet sich der Test ideal für Laboratorien jeder Größe und trägt gleichzeitig zur Reduzierung von Reagenzienverlusten bei.



Neue Formulierung für erweiterte Einsatzmöglichkeiten

- Ermöglicht die präzise Bestimmung der FVIII-Aktivität auch in Anwesenheit von FVIIIa-mimetischen bispezifischen Antikörpern wie Emicizumab und Mim8.
- Geeignet zur Bestimmung der Aktivität führender FVIII-Ersatzpräparate.

PrecisionBioLogic
www.precisionbiologic.com

Frozen diagnostic products. One simple idea, many cool benefits.

COACHROM
DIAGNOSTICA

CoaChrom Diagnostica GmbH, Hauptstraße 5, A-2344 Maria Enzersdorf

Tel.: +43-1-236 222 1, Fax: +43-1-236 222 111

Kostenfreie Nummern für Deutschland: Tel.: 0800-24 66 330, Fax: 0800-24 66 333

info@coachrom.com | www.coachrom.com